



## smart Zylinderampullenspritze

Stück



Artikelnr.: 201142  
Hersteller: Smartdent  
Gewicht: 0.14 kg  
Höhe: 28 mm  
Breite: 83 mm  
Länge: 158 mm

**€ 40,40**

*Zzgl. MwSt.*

### Stück Spritze

Die *smart Zylinderampullenspritze* aus rostfreiem Edelstahl ist geeignet für eine passive und aktive Aspiration, passend für 1.8 ml Ampullen. Die Ampulle kann einfach und schnell seitlich beladen werden. Durch die Pfeilspitze erfolgt eine sichere Arretierung im Lochstopfen. Die *smart Zylinderampullenspritze* bietet durch die optimierte Fingerauflage einen sicheren Halt. Geeignet für Thermodesinfektion und Autoklaven.