



## smart Mundspülbecher Hartpapier

Karton 1.000 Stück weiß

---



Artikelnr.: 201239  
Hersteller: Smartdent  
Gewicht: 0.4 kg  
Höhe: 50 mm  
Breite: 50 mm  
Länge: 360 mm

**€ 30,75**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Karton 1.000 Becher weiß**

Die Mundspülbecher aus Hartpapier haben eine Innenbeschichtung aus PE und eine Grammatur von 190 g/m<sup>2</sup>. Das Fassungsvermögen beträgt 180 ml. Die Becher sind in den Farben weiß, grün, dunkelblau, hellblau, gelb, orange, rosa und berry verfügbar.