



RelyX™ Luting

Packung 16 g Pulver



Artikelnr.: 20137

Hersteller: 3M Healthcare GmbH

Gewicht: 0.122 kg

Höhe: 48 mm

Breite: 51 mm

Länge: 96 mm

€ 68,00

Zzgl. MwSt.

Packung 16 g Pulver

3M™ RelyX™ Luting Hybrid-Glasionomer-Befestigungszement findet seinen Einsatz bei der definitiven Befestigung verschiedener Restaurationen.

- Röntgenopak
- Fluoridionenabgabe
- Geringes Risiko von postoperativen Sensitivitäten
- Selbsthärtend
- Verarbeitung (inkl. Mischen): 2:30 Min. (abhängig vom Verhältnis Pulver : Flüssigkeit)

- Kronen, Brücken, Inlays, Onlays aus Metall oder Metallkeramik (VMK)
- Kronen, Brücken, Inlays, Onlays aus Vollkeramik mit Gerüsten aus Aluminiumoxid oder Zirkoniumdioxid (z. B. 3M™ Lava™ Zirkonoxid)
- Endodontische Stifte
- Kieferorthopädische Bänder aus Metall