



CAD/CAM Polishing Kit

Packung 12 Polierer



Artikelnr.: 20143

Hersteller: Hager & Meisinger GmbH

Gewicht: 0.5 kg

€ 268,06

Zzgl. MwSt.

Kit 12 Polierer (9742M ISO 040, 9753M ISO 150, 9749M ISO 110, 9742F ISO 040, 9753F ISO 150, 9749F ISO 110, 9735H ISO 050, 9736H ISO 150, 9734H ISO 040, 9735G ISO 050, 9736G ISO 150, 9734G ISO 040)

Ein speziell auf die Bedürfnisse der zahnärztlichen Praxis und des zahntechnischen Labors zusammengestelltes Kit zum Bearbeiten und Polieren von Hochleistungs-Dental-Keramiken wie Aluminiumoxid und Zirkonoxid.