



Bioclear Twin Ring Molar

Packung 2 Stück violett



Artikelnr.: 201491
Hersteller: American Dental Systems
Gewicht: 0.008 kg
Höhe: 25 mm
Breite: 25 mm
Länge: 36 mm

€ 437,46

Zzgl. MwSt.

Packung 2 Twin Ringe violett

Durch sein einzigartiges Design passt sich der *Bioclear Twin Ring Molar*, der mit jeder Matrix verwendet werden kann, optimal an die verschiedensten Zahntypen und -formen an und lässt sich leicht befestigen. Dank seiner speziellen Struktur bringt er eine starke, gleichmäßige Spannung auf, was das Separieren der Zähne leicht macht. In Kombination mit einer Matrize dichtet der *Bioclear Twin Ring Molar* so gut ab, dass kein Komposit am Gingivarand vorbeifließen kann, was Line-Angle-Überschüsse verhindert. Der *Bioclear Twin Ring Molar* zeichnet sich aus durch ein ausgezeichnetes Formgedächtnis, also die Fähigkeit, sich nach der Biegung nicht zu verformen und stets seine Ursprungsform zu behalten – auch nach hunderten von Anwendungen. Beim Aufspannen auf den präparierten Zahn legen sich die gesplitteten Kunststoff-Füßchen ideal an die Zahnform an.