



IT 1000 AW EURO-2 Sensor-Spender Komplettpaket

Stück inklusive Zubehör



Artikelnr.: 201654
Hersteller: Weinmann GmbH
Gewicht: 1.503 kg
Höhe: 155 mm
Breite: 135 mm
Länge: 435 mm

€ 165,00

Zzgl. MwSt.

Stück Spender inklusive Flaschenadapter-Gesamtpaket (3 Standard-, 2 Spezial-Adapter), Universal-Schlauchdosierpumpe, Keimarme Flaschenbelüftung, Batterie-Set

IT 1000 AW Euro-2 Komplettpaket inkl. Sensorspender, Flaschenadapter-Gesamtpaket und Batterien.

- Maße: B 112 x H 362 x T 123 mm
- Ausgabe: Berührungslos, Gleichbleibende Menge (ca. 1,55 bis 1,65 ml)
- Gebinde: Herstellerunabhängige Euronormflaschen Auswahl aus über 1.400 verschiedenen Mitteln, restlose Gebindeentleerung
- Verbrauchsmittel: Desinfektion, Seife, Cremes und vieles mehr!
- Reinigung: Durch die Verwendung von geschlossenen Einmal-Eurogebinden und Dosierpumpen entfällt der nach dem Robert Koch-Institut vorgeschriebene Reinigungsaufwand im Inneren des Gehäuses nahezu komplett
- Gehäuse: Kunststoff weiß (matt), inkl. Ein- und Ausdrehhilfe
- Verschluss: Federschnapper, optional mit Sicherheitsschloss
- Montage: Wand, bzw. alle ebenen, senkrechten Oberflächen

*Bitte beachten Sie, dass für diesen Artikel die für Ihr Mittel passende Pumpen-Adapter-Kombination inkl. keimarmer Flaschenbelüftung sowie eine Energieversorgung separat dazu bestellt werden muss. Die passende Pumpen-Adapter-Kombination richtet sich nach dem verwendeten Mittel. Hierzu einfach das Mittel auf www.adapterliste.com eingeben und Ihnen wir die Artikelnummer angezeigt.

Energieversorgung wahlweise Batterie-Set Artikel-Nr.11055 oder Netztrafo Artikel-Nr. 18092.