



Ziegenhaarbürste

Packung 12 Stück montiert, Ziegenhaar, Ø 19 mm



Artikelnr.: 20170
Hersteller: Renfert GmbH
Gewicht: 0.04 kg
Höhe: 53 mm
Breite: 50 mm
Länge: 50 mm

€ 17,01

Zzgl. MwSt.

Packung 12 Polierer montiert, Ziegenhaar, Ø 19 mm

Zur Politur von Edelmetall- und Kunststoffoberflächen.

Vorteile

- Gute Aufnahme von Polierpaste für optimales Polierergebnis
- max. Drehzahl 15.000 U/min.