




Kronentrenner-Set

Packung 6 Stück (AuFG 289G 012, AuFg 289C 012, AUFG G257C 023, C21RAQ 012, TFG111 012, TFG198 025)



Artikelnr.: 201864
Hersteller: Hopf,Ringleb & CoGmbH CIE
Gewicht: 0.008 kg
Höhe: 30 mm
Breite: 30 mm
Länge: 30 mm

€ 42,45

Zzgl. MwSt.

Packung 6 Kronentrenner (AuFG 289G 012, AuFg 289C 012, AUFG G257C 023, C21RAQ 012, TFG111 012, TFG198 025)

Die Lösung fürs Kronentrennen.

- Instrumente aus hochverdichtetem Feinkorn-Hartmetall
- Besonders präzise geschliffene, scharfe Schneiden
- Höhere Lebensdauer aufgrund präzisen Rundlaufs
- Besonders bruchsicher durch Vollhartmetall