



# Ersatz-Silikonzuschnitte Flexio-Adapter für ZEG-Spitzen

Packung 6 Stück



Artikelnr.: 201869  
Hersteller: IC Medical System GmbH  
Gewicht: 0.002 kg  
Höhe: 8 mm  
Breite: 44 mm  
Länge: 69 mm

**€ 15,37**

*Zzgl. MwSt.*

## Packung 6 Silikonzuschnitte

Wenn die Silikonfassungen Ihres Flexio-Adapters mit der Zeit abgenutzt sind und Verfärbungen aufweisen, empfehlen wir, diese durch neue Silikonzuschnitte zu ersetzen. So wird weiterhin ein fester Halt und eine zuverlässige Durch- und Umspülung gewährt, ohne dass das Ihr Reinigungsergebnis gemindert wird oder Ihre wertvollen ZEG-Spitzen im Pumpensumpf verloren gehen.