



## Universalpolierer 9503U

Packung 5 Stück weiß, RA, Figur 297, ISO 030

---



Artikelnr.: 201990  
Hersteller: Hager & Meisinger GmbH  
Gewicht: 0.004 kg  
Höhe: 61 mm  
Breite: 28 mm  
Länge: 45 mm

**€ 14,07**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Packung** 5 Polierer weiß, RA, Figur 297, ISO 030

1 Stufen System. Universalpoliersystem für Edelmetalle, Kunststoff, Zement, Amalgam, Zahnschmelz.

- Prophylaxe, Füllungsbearbeitung
- Drehzahl empf. 7.000 - 10.000 U/min., max. 20.000 U/min.