




TOP COVER Kopfstützenschoner Tissue

Karton 500 Stück grün, 25 x 33 cm



Artikelnr.: 202092
Hersteller: Akzenta International SA
Gewicht: 3.9 kg
Höhe: 180 mm
Breite: 255 mm
Länge: 350 mm

€ 22,67

Zzgl. MwSt.

Karton 500 Schoner grün, 25 x 33 cm

Tissue 26 g/m² + Polyethylen. 1 Lage extrastarkes (26g/m²), saugfähiges Tissue aus reinem Zellstoff und 1 Lage PE-Folie. Geprägt und gefaltet. Latexfrei.