



LuxaBond Universal

Set



Artikelnr.: 202183
Hersteller: DMG Chemisch-Pharmazeuti
Gewicht: 0.096 kg
Höhe: 36 mm
Breite: 124 mm
Länge: 197 mm

€ 168,64

Zzgl. MwSt.

Set 5 ml Flasche Bond A, 4,5 ml Flasche Bond B, 25 Single-use brushes white, 1 Mixing Pallet

Der dualhärtende 2-Flaschen-Haftvermittler für Dentin und Schmelz ist auch als Primer für indirekte Restaurationen anwendbar und bietet Ihnen mehr Möglichkeiten als jemals zuvor. Denn anders als bei vielen Bonding heißt „universal“ hier wirklich universal. In jeder Hinsicht.

- Freie Wahl beim Ätzmodus auf Zahnhartsubstanz (Self-Etch, Total-Etch, Selective-Etch)
- Für direkte und indirekte Restaurationen einsetzbar
- Für lichthärtende, selbsthärtende und dualhärtende Materialien geeignet
- Dualhärtung: licht- und selbsthärtend