



VITA vPad

Stück comfort



Artikelnr.: 202260
Hersteller: Vita Zahnfabrik
Gewicht: 1.46 kg
Höhe: 140 mm
Breite: 220 mm
Länge: 350 mm

€ 1.389,69

Zzgl. MwSt.

Stück vPad comfort

Zwei Modelle für alle Ansprüche. Entdecken Sie die einzigartige und intuitive Bediensoftware mit 10 Zoll TFT-Touchdisplay der *VITA vPad* Bedienelemente. Diese wurde entwickelt um Sie noch besser und schneller bei Ihrer täglichen Arbeit zu unterstützen. Zur Steuerung der Keramikbrennöfen VITA VACUMAT 6000 M, der Kombipresseinheit VITA VACUMAT 6000 MP und des Sinterofens VITA ZYRCOMAT 6100 MS.

VITA vPad comfort - Einfach. Bewährt. Zuverlässig.

VITA vPad excellence - Sag der Zukunft hallo. Vereint alle Funktionen des *VITA vPad* comfort und ermöglicht mit der VITA SWITCHBOX die Steuerung von bis zu vier Brenn-/Kombipress-/Sintereinheiten.