




# Jubiläumskit TKP1

Kit 9 Diamantschleifer, 2 Rosenbohrer, 2 Polierer, 3 Kronentrenner



Artikelnr.: 202275  
Hersteller: Hopf, Ringleb & Co GmbH CIE  
Gewicht: 0.035 kg  
Höhe: 30 mm  
Breite: 50 mm  
Länge: 100 mm

**€ 87,58**

Zzgl. MwSt.

**Kit 9** Diamanten ( 8 x Löwen-Diamantschleifer AuFG 166 C rot ISO 014, AuFG 199 ISO 010, AuFG 001C rot ISO 018, AuFG 238G grün ISO 014, AuFG 109C rot ISO 012, AuFG 277C rot ISO 023, AuFG, 111G grün ISO 014, AuFG 198C rot ISO 018, 1 Turbo-Diamantschleifer TFG 290 ISO 014, FG), 2 TiN-beschichtete Rosenbohrer (TC1S ISO 012, TC1S ISO 016) 2 Lamello Polierer (W9667 rosa, W9668 grau) 3 Kronentrenner (2 x Hartmetall-Kronentrenner C4XLCM ISO 014, C36R ISO 012, 1 x Löwen-Diamantkronentrenner AuFG 139X ISO 012)

HORICO-Bestseller Kit mit 8 beliebten Löwen-Diamantschleifern, 1 Turbo-Diamantschleifer, 2 TiN-beschichteten Rosenbohrern (besonders schonend), 2 Lamello-Polierern für Komposite, 2 Hartmetall-Kronentrenner für Metall und Metall-Verblendkeramik-Kronen und 1 Löwen-Diamantkronentrenner für vollkeramische Kronen.