



## TWIST™ DIA for Zirconia

Introkit 3 Stück (dunkelbraun grob, hellbraun mittel, beige fein) Ø 14 mm



Artikelnr.: 202356  
Hersteller: Kuraray Noritake  
Gewicht: 0.015 kg  
Höhe: 20 mm  
Breite: 95 mm  
Länge: 110 mm

**€ 29,29**

Zzgl. MwSt.

**Introkit 3 Polierer** (dunkelbraun grob, hellbraun mittel, beige fein) Ø 14 mm

Polieren Sie Zirkonoxid-Restaurationen in drei Schritten auf Hochglanz. Flexible diamant-impregnierte Spiralen zum Polieren von Zirkon.

Die innovative Form mit den flexiblen Polierlamellen schafft einen natürlichen Glanz auf alle Zirkonoxid-Restaurationen. Egal, ob die Oberflächen eben, konvex oder konkav sind, mit den diamant-impregnierten Lamellen lassen sie sich auf Hochglanz polieren. *TWIST™ DIA for Zirconia* ist außerdem autoklavierbar. *TWIST™ DIA for Zirconia* ist in drei Grobheitsstufen, coarse, medium und fine, und ausschließlich mit Eckanschluss (RA) erhältlich. Beginnen Sie das Polieren mit coarse, medium und dann fine für das absolute Hochglanzergebnis.

### Voretile:

- Flexible Polierer zum Verfeinern aller möglichen Zahnoberflächen
- Äußerst geeignet für die Okklusionen
- Keine Beeinträchtigung der Modellierung von Zirkonrestaurationen
- Sterilisierbar und wiederverwertbar
- Wirtschaftlich attraktiv dank hoher Nachhaltigkeit und umfassender Wiederverwertbarkeit
- Empfohlene Drehzahl: 7.000-10.000 U/min. für Coarse/Medium/Fine
- Maximale Höchstgeschwindigkeit: 20.000 U/min.

### Indikationen:

- Polieren von Oberflächen bei Zirkonrestaurationen