



# LM DuraGradeMAX™ Scaler Crane-Kaplan

Stück rot, LM-ErgoMax™ Griff



Artikelnr.: 20237  
Hersteller: Medicom GmbH  
Gewicht: 0.026 kg  
Höhe: 8 mm  
Breite: 53 mm  
Länge: 225 mm

**€ 53,21**

*Zzgl. MwSt.*

**Stück Scaler rot, LM-ErgoMax™ Griff**

- Extrem robuste, stark gebogene Klinge
- Zum Entfernen von massiven supragingivalen Belägen

**LM-DuraGradeMAX™ Superstahl - unbeschichtet**

- Hohe Abnutzungsbeständigkeit
- Korrosionsbeständig
- Kann nachgeschliffen werden

**Griffvarianten:**

**LMErgoSense®**

Das Design mit dem größeren Durchmesser bietet eine sensationelle Griffigkeit, die sich in wissenschaftlichen klinischen Tests als ergonomisch und effizient erwiesen hat. Der einzigartig intelligente Griff ist optional mit RFID-Chip erhältlich. Durch die Kompatibilität mit dem LM Dental Tracking System™ bieten sich viele Möglichkeiten, das Bestandsmanagement und die Patientensicherheit zu verbessern.

**LMErgoMax™**

Klassisches ergonomisches Design. Sie sind für alle klinischen Behandlungen geeignet und garantieren eine ausgezeichnete taktile Sensitivität und einen entspannten Griff.

**LMErgoNorm™**

Bewährter dünnerer Handgriff mit elastischer Silikonbeschichtung und Konturierung für einen komfortablen und rutschfesten Griff. Instrumente mit LM-ErgoNorm™-Griff sind gut für leichte klinische Eingriffe geeignet.