



apt composite

Packung 16 x 0,37 g Tip A2 inklusive Flow Chart



Artikelnr.: 202404
Hersteller: DLC Supply GmbH
Gewicht: 0.046 kg
Höhe: 41 mm
Breite: 197 mm
Länge: 176 mm

€ 95,69

Zzgl. MwSt.

Packung 16 x 0,37 g Tip A2 inklusive Flow Chart

apt composite advanced polymer technology ist ein lichthärtendes Feinsthybrid-Komposit mit ausgesprochen hoher biologischer Verträglichkeit. Bis um Faktor 10 reduzierte Biodegradation gegenüber herkömmlichen Kunststoffmaterialien. Für Versorgungen im Front- und Seitenzahnbereich sämtlicher Klassen I bis V. Auch für indirekte Technik einsetzbar.

- Degradation durch den Speichel bis zu 10-fach reduziert
- Frei von TEGDMA und HEMA
- Sehr tiefe Schrumpfspannung (3.1 MPa nach 30 Min.)
- Lebendige Farben
- Gut stopfbar
- Röntgenopak
- Hervorragende Ergebnisse mit apt unibond, els unibond und adhesive System
- Kompatibel mit handelsüblichen Adhäsiven