



Polyether Contact Tray Adhesive

Flasche 17 ml



Artikelnr.: 202454
Hersteller: 3M Healthcare GmbH
Gewicht: 0.078 kg
Höhe: 48 mm
Breite: 49 mm
Länge: 99 mm

€ 19,51

Zzgl. MwSt.

Flasche 17 ml Adhesive

3M™ Polyether Kontaktadhäsiv für Abformlöffel aus Metall, Methacrylat oder Polypropylen.

- Einfach aufzutragen
- Gute Haftung nach nur einer Minute Trocknungszeit
- Einfach zu entfernen

Zur sicheren Haftung von Polyether-Abformmaterial auf dem Abformlöffel.