



Eurobox Sterilisiercontainer

Stück S



Artikelnr.: 202675
Hersteller: Euronda Deutschland GmbH
Gewicht: 0.63 kg
Höhe: 51 mm
Breite: 154 mm
Länge: 211 mm

€ 219,62

Zzgl. MwSt.

Stück Sterilisiercontainer, S

Eurobox Sterilisiercontainer eignen sich für die Aufbereitung und sterile Lagerung von Instrumentensets. Bei Verwendung der Eurobox ist keine zusätzliche Verpackung in Sterilisierbeuteln erforderlich. Das spart Zeit und Kosten für den Zuschnitt und die Versiegelung. Jedes Set besteht aus einer geschlossenen Wanne und einem gelochten Deckel mit Scharnieren. Zur Aufrechterhaltung der Sterilität lässt sich in den Deckel ein Papierfilter zum Einmalgebrauch oder ein mehrfach verwendbarer Teflonfilter einspannen. Der praktische Schnellverschluss vereinfacht das Auswechseln des Filters. Die Stirnseite (Größe S Längsseite) des Deckels ist zusätzlich mit Etikettenaufnahmen für die Sterilgutkennzeichnung versehen. Um die Sterilität der Instrumente zu gewährleisten wird die Eurobox mit Kunststoffplomben gesichert. Das dient gleichzeitig der Dokumentation für die sterile Lagerung.