



OMNISILK

Packung 24 Stück 75 cm, Stärke 4/0, 3/8 Kreis, 18 mm



Artikelnr.: 202871
Hersteller: Omnia S.p.A.
Gewicht: 0.144 kg
Höhe: 60 mm
Breite: 155 mm
Länge: 130 mm

€ 109,75

Zzgl. MwSt.

Packung 24 Folien 75 cm, Stärke 4/0, 3/8 Kreis, 18 mm, Suture

Das Nahtmaterial *OMNISILK* ist ein nicht resorbierbares Polyfilament aus natürlicher Proteinfaser. Dafür wird eine geeignete Anzahl an Fasern des Kokons der Seidenraupe *Bombyx mori* L. verwoben. Die Fasern werden mit schwarz eingefärbt und für eine bessere Biokompatibilität und fehlende Kapillarität gereinigt. Überdies werden sie mit Silikon und Paraffin ummantelt, damit ihre Oberfläche glatter und die Gleitfähigkeit erhöht wird. Für die Verflechtung kommt ein spezielles Verfahren zum Einsatz, das die Oberfläche verdichtet, geschmeidig und weich macht. Der Faden ist leicht zu verknoten und handzuhaben und ist gut sichtbar. **VORTEILE:** Die Nadel HRT besteht aus einer viereckig-pyramidenförmiger Spitze und einem ovalen Körper. Diese besondere Geometrie erlaubt ein gutes Eindringen in die Weichgewebe ohne Risswundenbildung und ohne Verdrehen der Nadel im Nadelhalter. Diese Nadel ist besonders geeignet für die Implantologie und Paradontologie.