



## CAD/CAM Diamant Schleifer

Stück diamantiert, gelb, Schaft-Ø 3 mm, Figur konisch, Kopflänge: 14 mm, ISO 010

---



Artikelnr.: 202907  
Hersteller: Edenta AG  
Gewicht: 0.006 kg  
Höhe: 64 mm  
Breite: 12 mm  
Länge: 12 mm

**€ 22,47**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Stück** Schleifer diamantiert, gelb, Schaft-Ø 3 mm, Figur konisch, Kopflänge: 14 mm, ISO 010

Diamant Schleifer.