



xantALGIN® Crono

Packung 2 x 500 g Beutel Pfefferminze, 1 Messbesteck, 1 Box



Artikelnr.: 202943
Hersteller: Kulzer GmbH
Gewicht: 1.313 kg
Höhe: 133 mm
Breite: 201 mm
Länge: 203 mm

€ 34,30

Zzgl. MwSt.

Packung 2 x 500 g Beutel Pfefferminze, 1 Messbesteck, 1 Box

Xantalgin® zeichnet sich durch eine hohe Detailtreue aus und ist durch seine cremige Ausgangskonsistenz besonders für sensible Patienten geeignet. Das staubfreie und saubere Mischen ist einfach und komfortabel.

Als Basis für unser Alginat-Abformmaterial verwenden wir hochwertige Algen aus bevorzugten Anbaugebieten. Diese Alginat sind ohne Konservierungsstoffe lange haltbar. Sie enthalten keine chemischen Desinfektionsmittel und sind deshalb haut- und zahnfleischfreundlich. Ihr milder Pfefferminzgeschmack macht die Abdrucknahme zudem für den Patienten angenehmer.

Schnellabbindendes, staubfreies Alginatabformmaterial mit Farbumschlag. Alle Verarbeitungsphasen werden durch einen Farbumschlag angezeigt (blau - violett - rosa - weiß).