



MELA therm ® 10 Basiskorb

Stück mit Injektorschiene, Filter



Artikelnr.: 202995
Hersteller: MELAG GmbH & Co.KG
Gewicht: 2.35 kg
Höhe: 100 mm
Breite: 420 mm
Länge: 420 mm

€ 1.219,55

Zzgl. MwSt.

Stück Basiskorb mit Injektorschiene, Filter

Der Basiskorb mit Injektorschiene und Cleanfinity Filter ist im Auslieferungszustand mit 11 Verschlusschrauben ausgestattet. Diese können durch entsprechende Hohlkörperadaptern ersetzt werden.

Die spezielle Injektorschiene erlaubt die Aufnahme eines reinigbaren Zentralfilters, der alle 11 Anschlüsse gleichzeitig filtert und ist damit besonders für die Aufbereitung von Hohlkörperinstrumenten, wie z.B.

Übertragungsinstrumenten, Pulverstrahlköpfen und Ultraschallspitzen geeignet. Die integrierte Kontrollanzeige zeigt an, wenn der Filter zugesetzt ist und gereinigt werden soll. Die Reinigung des Zentralfilters erfolgt mit der mitgelieferten Reinigungsbürste.

Der Basiskorb mit Injektorschiene und Zentralfilter bietet Platz für Einsatzgestelle und Körbe über 6 Flex-Segmente in bis zu 2 Ebenen.