



Cleanfinity Filter

Stück



Artikelnr.: 202997
Hersteller: MELAG GmbH & Co.KG
Gewicht: 0.36 kg
Höhe: 60 mm
Breite: 580 mm
Länge: 60 mm

€ 310,11

Zzgl. MwSt.

Stück Filter

Bei vorhandenem Basiskorb mit Zentralfilter (Best.-Nr. 80440) kann der weiße Kunststoff-Zentralfilter direkt gegen den *Cleanfinity Filter* ersetzt werden. Die Reinigung des *Cleanfinity Filter* erfolgt mit der mitgelieferten Reinigungsbürste.