



## Dentosuc daily AD pur

Kanister 5 Liter



Artikelnr.: 203127  
Hersteller: Müller-Omicron GmbH & Co.  
Gewicht: 5.274 kg  
Höhe: 245 mm  
Breite: 190 mm  
Länge: 145 mm

**€ 38,85**

*Zzgl. MwSt.*

### Kanister 5 Liter

Absauganlagendesinfektion Konzentrat.

Aldehydfreies und extrem schaumarmes und reinigendes Desinfektionsmittelkonzentrat auf Basis von quartären Ammoniumsalzen. *Dentosuc daily AD pur* zeichnet sich durch ein gutes Schmutzlöseverhalten gegenüber Ablagerungen, Speichelresten und Bohrstäuben sowie eine gute Materialverträglichkeit aus. Bereits sehr geringe Konzentrationen erzielen eine schnelle Wirkung.

Anwendungsgebiete:

Kombipräparat zur täglichen Reinigung und Desinfektion von dentalen Absauganlagen aller Bauarten (inkl. Speichelabsauger / mit und ohne Amalgamabscheider)

Vorteile:

- Extrem schaumarm
- Materialschonend
- Schnell wirksam bei geringer Konzentration
- Wirtschaftlich in der Anwendung