



GC G-Premio BOND

Flasche 5 ml



Artikelnr.: 203165
Hersteller: GC Germany GmbH (DE)
Gewicht: 0.055 kg
Höhe: 40 mm
Breite: 63 mm
Länge: 85 mm

€ 72,31

Zzgl. MwSt.

Flasche 5 ml

Lichthärtendes Einkomponenten-Universaladhäsiv.

Das richtige Bonding für eine bestimmte Indikation auszuwählen und die verschiedenen Anwendungsschritte genau durchzuführen, ist nicht immer ganz einfach. Darum hat GC G-Premio BOND entwickelt: ein Universal-Bonding in nur einer Flasche, das mit allen Ätzverfahren kompatibel ist und nicht nur für direktes Bonding, sondern auch bei Reparaturen und zur Behandlung von Sensibilitäten eingesetzt werden kann. GC bietet mit GC G-Premio BOND ein einfach anwendbares und vielseitiges Produkt an. GC G-Premio BOND bietet die Vorzüge eines Universaladhäsivs und eine hervorragende Leistung in allen Situationen, dank der einzigartigen Zusammensetzung aus drei funktionellen Monomeren (4-MET, MDP und MDTP).