



sonicare W Optimal White

Packung 4 Stück Standard



Artikelnr.: 203216
Hersteller: Philips Consumer
Gewicht: 0.047 kg
Höhe: 26 mm
Breite: 60 mm
Länge: 215 mm

€ 30,73

Zzgl. MwSt.

Packung 4 Aufsteckbürsten standard

Plaque Entfernung im Vergleich zu einer Handzahnbürste- bis zu 7x mehr. RFID-Technologie- Automatische Auswahl des optimalen Putzprogrammes bei Verwendung einer Smart Schallzahnbürste. Mittig angeordneter Borstenblock- Dicht stehende Mittelborsten entfernen effektiv Verfärbungen der Zahnoberflächen und sorgen für strahlend weiße Zähne in nur einer Woche. Abgerundete Borsten für mehr Zahnfleischschutz.

Erinnerungsborsten- Blaue Indikatorborsten erinnern an den regelmäßigen Wechsel des Bürstenkopfes.

Härtegrad Medium-Soft