



GC G-CEM LinkForce™

Spritze 1,5 g Try-In-Paste A2



Artikelnr.: 203273
Hersteller: GC Germany GmbH (DE)
Gewicht: 0.032 kg
Höhe: 39 mm
Breite: 62 mm
Länge: 127 mm

€ 33,12

Zzgl. MwSt.

Spritze 1,5 g Try-In-Paste A2

GC G-CEM LinkForce™ von GC – die leistungsstarke Universallösung für alle Ihre adhäsiven Befestigungen.

Sichere Adhäsion in allen Situationen mit nur einem System und drei Grundelementen.

- G-Premio BOND, haftet kompromisslos an allen Präparationen. Haftet an Zähnen, Metall-Abutments und Stumpfaufbau-Composites
- G-Multi Primer, gewährleistet eine stabile Adhäsion an allen Restaurationen. Stabile chemische Adhäsion auf allen Oberflächen, sogar auf Edelmetallen
- GC G-CEM LinkForce™, bietet eine starke Verbindung für alle Indikationen. Universell und ohne Beschränkungen hinsichtlich Indikationen oder Materialien

Lichthärtung oder Dualhärtung: Sie haben die Wahl.

- Hohe Haftfestigkeit dank einer effizienten Lichthärtung des Bondings. Die sehr dünne Filmstärke von 3 µm beeinträchtigt nicht die Passung
- Effiziente Autopolymerisation. Vor allem praktisch bei der Befestigung von opaken oder schichtstarken Restaurationen
- Optimale Lichthärtung des Composites. Ideal für die Befestigung von Veneers
- Ästhetisch und langfristig stabil
- 4 Farbtöne für alle Anforderungen, zusammen mit ihren entsprechenden Try-in-Pasten
- Zahnähnliche Fluoreszenz
- Lang anhaltende Farbstabilität