



Duckhead Colori Silikon LS - PLASMA

Stück 2,5/3,8 mm, Silikongriff orange



Artikelnr.: 203282
Hersteller: Carl Martin GmbH
Gewicht: 0.028 kg
Höhe: 11 mm
Breite: 44 mm
Länge: 212 mm

€ 41,29

Zzgl. MwSt.

Stück Duckhead 2,5/3,8 mm, Silikongriff orange

Carver mit Colori Silikongriff

- Hochwertiges, thermostabiles Speziälsilikon
- Weiche, angenehme Oberfläche
- Griffwellen sorgen für einen sicheren Halt
- Geringes Gewicht
- Hochwertiger Innenkern aus rostfreiem Edelstahl. Präzise gefertigt auf computergesteuerten (CNC) Maschinen
- Optimale Abdichtung durch das Silikon mittels einer Rille beim Übergang von der Spitzenhülse zum Metallkern
- Die Rändelung im Metallkern verhindert ein Verdrehen des Silikons
- Geeignet für Thermodesinfektion und Autoklav
- 6 Farben stehen zur Auswahl