



Intensiv Metall Diamantstreifen

Trial Kit



Artikelnr.: 203328
Hersteller: Intensiv SA
Gewicht: 0.033 kg
Höhe: 30 mm
Breite: 73 mm
Länge: 110 mm

€ 36,44

Zzgl. MwSt.

Trial Kit 2 ProxoStrips, 2 ProxoContour Coarse Strips, 1 ProxoStrip Anterior, 1 ProxoPolish Strip

Einzigartige, diamantierte Metallstrips mit griffsicheren Stripenden zur finalen und homogenen Glättung approximaler Flächen der ästhetischen Restaurationen. Konturieren, Finieren und Polieren in nur einem Schritt. Sterilisierbar und Mehrfachverwendbar.