



# Ortho-Strips Double Sided

Packung 3 Stück beidseitig diamantiert, braun mittel, 60 µm



Artikelnr.: 203368  
Hersteller: Intensiv SA  
Gewicht: 0.01 kg  
Höhe: 23 mm  
Breite: 70 mm  
Länge: 72 mm

**€ 72,62**

*Zzgl. MwSt.*

**Packung 3 Strips beidseitig diamantiert, braun mittel, 60 µm**

Oszillierende Diamantstrips für die interdental doppelseitige Zahnschmelzreduktion in der Kieferorthopädie (Stripping). Bei der Öffnung des Interdentalraumes und der Reduktion, Finierung und Politur des Zahnschmelzes in der Kieferorthopädie sind Rillen und Kratzer zu vermeiden. Die Zahnschmelzreduktion wird schrittweise, unter Verwendung von grober bis feiner Körnung, durchgeführt. Mit dem Intensiv Ortho-Strips System ist gegenüber den manuellen Strips eine rasche kontrollierte Zahnschmelzreduktion mit anschließender Politur ohne unnötige Entfernung von gesunder Zahnhartsubstanz möglich.

- Flexible Strips, beidseitig diamantiert
- 6 verschiedene Körnungen: 08 µm mit Säge zur Öffnung der interdentalen Kontaktpunkte, 80, 60, 40, 25 und 15 µm Strips zur Zahnschmelzreduktion, Konturierung, Finierung und Politur
- Zu verwenden in Kombination mit Intensiv Swingle, WG-69 LT Ortho (mit Licht)

## Indikationen

- Öffnung des Kontaktpunktes im Interdentalraum
- Vergrößerung der Interdentalräume in der Kieferorthopädie durch bilaterale Zahnschmelzreduktion
- Elimination von leichten Engständen, Finish der Behandlung in der Kieferorthopädie
- Approximale bilaterale Schmelzpolitur

## Vorteile

- Effiziente Öffnung der interdentalen Kontaktpunkte
- Rasche und kontrollierte Reduktion des Zahnschmelzes
- Approximale Konturierung, Finierung und Politur beider Nachbarzähne in einem Arbeitsschritt
- Keine Verletzungen für Patienten (Lippen) und Zahnärzte (Finger)