



GC everX Flow™

Spritze 2 ml, Bulk shade



Artikelnr.: 203412
Hersteller: GC Germany GmbH (DE)
Gewicht: 0.055 kg
Höhe: 38 mm
Breite: 65 mm
Länge: 152 mm

€ 42,57

Zzgl. MwSt.

Spritze 2 ml Flow, Bulk shade

Glasfaserverstärktes, fließfähiges Composite für den Dentinersatz. *GC everX Flow™* weist dank der hohen Anzahl an mit der Kunststoffmatrix verbundenen Glasfasern eine exzellente Bruchfestigkeit auf, die der von Dentin sehr ähnlich ist. Dieser hochstabile Dentinersatz dient der effizienten Verstärkung großer Seitenzahnrestaurationen in Kombination mit einem konventionellen Composite als Schmelzschicht. Das glasfaserverstärktes, fließfähige Composite ist geeignet für alle direkten Composite-Restaurationen, auch große Seitenzahn- Kavitäten, tiefe Kavitäten und endodontisch behandelte Zähne, sowie zusätzlich auch für den Stumpfaufbau. *GC everX Flow™* bietet ein kontrolliertes Fließverhalten für eine einfache Platzierung in den oberen Molaren und ohne Einsacken des Materials. Die ergonomische Spritzenform ermöglicht eine komfortable und punktgenaue Applikation.