



GC Initial™ Spectrum Stains

Flasche 25 ml Liquid



Artikelnr.: 203418
Hersteller: GC Germany GmbH (DE)
Gewicht: 0.039 kg
Höhe: 86 mm
Breite: 33 mm
Länge: 35 mm

€ 14,85

Zzgl. MwSt.

Flasche 25 ml Glaze Liquid

GC Initial™ Spectrum Stains Farben und Glasur wurden für die äußere Charakterisierung und Glasur von zahnfarbenen Keramikmaterialien und für die innere Individualisierung von Schichtkeramiken entwickelt. Die Initial™ Spectrum Stains sind mit einem breiten WAK-Spektrum kompatibel und eignen sich somit perfekt für nahezu alle Dentalkeramiken. Besonders gut passen sie zum ästhetischen Farbkonzept der Initial Keramiklinie. Die Initial™ Spectrum Stains sind Pulverfarben in 16 verschiedenen Farbtönen, die Ihre Restaurationen ästhetisch aufwerten.