




Stahlbohrer 1

Packung 5 Stück HP, Figur 001 Kugel, ISO 018



Artikelnr.: 203474
Hersteller: Edenta AG
Gewicht: 0.009 kg
Höhe: 6 mm
Breite: 68 mm
Länge: 80 mm

€ 6,55

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Bohrer HP, Figur 001 Kugel, ISO 018

Kugel.

- Max. Drehzahl (ISO 005 - 016) 50.000 U/min.

- Max. Drehzahl (ISO 018 - 027) 30.000 U/min.
- Max. Drehzahl (ISO 029 - 033) 25.000 U/min.
- Max. Drehzahl (ISO 035 - 040) 20.000 U/min.
- Modellherstellung, Kunststofftechnik, Kronen-/ Brückentechnik