



HM-Fräser Q

Packung 2 Stück Querhiebverzahnt, blau standard, HP, Figur 274, 14,7 mm, ISO 060



Artikelnr.: 20349

Hersteller: Hager & Meisinger GmbH

Gewicht: 0.012 kg

Höhe: 10 mm

Breite: 69 mm

Länge: 70 mm

€ 56,56

Zzgl. MwSt.

Packung 2 Fräser Querhiebverzahnt, blau standard, HP, Figur 274, Kopflänge: 14,7 mm, ISO 060

Querhiebverzahnt, standard (Ref.-Nr. 176), blauer Ring, für wirkungsvolles glattes Ausarbeiten aller Prothesen- und KFO-Kunststoffe.

Drehzahlen

- ISO 010-045 - 50.000 U/min.
- ISO 047 - 45.000 U/min.
- ISO 050 - 40.000 U/min.
- ISO 055-060 - 35.000 U/min.
- ISO 065-070 - 30.000 U/min.
- ISO 075-090 - 25.000 U/min.
- ISO 095-110 - 20.000 U/min.
- ISO 120-130 - 18.000 U/min.
- ISO 140-150 - 16.000 U/min.
- ISO 160-170 - 14.000 U/min.
- ISO 180-190 - 12.000 U/min.
- ISO 200-220 - 10.000 U/min.
- Modellherstellung, Modellgußtechnik, Kunststofftechnik