

SmartLite® Pro

Basispackung



Artikelnr.: 203582
Hersteller: Dentsply Sirona Europe
Gewicht: 1.017 kg
Höhe: 60 mm
Breite: 210 mm
Länge: 360 mm

€ 1.278,80

Zzgl. MwSt.

Basispackung Handstück, Cure Tip, 2 Akkus, Ladestation, 3 Lichtschuttschilder, Netzteil mit USB-Ladekabel, Schutzhüllen, Gebrauchsanweisung, Aushärtungsübersicht

Leistung in Ihrer schönsten Form: Die einzigartige modulare Polymerisationslampe kombiniert eine unübertroffene Durchhärtequalität mit innovativer Funktionalität und hochmodernem Design!

- Hochmodernes Pen-Style Design
- Modulares Konzept mit austauschbaren Tips (Aufsätze) für unterschiedliche klinische Indikationen
- Hochwertiges Metallgehäuse
- Intuitive 1-Knopf-Bedienung & geringes Gewicht (120 g)