



Waterpik® Munddusche Cordless Plus WP-450E/ WP-462E

Packung 1 Munddusche, 4 Tips, 1 Zungenreiniger



Artikelnr.: 203593
Hersteller: DentaId GmbH
Gewicht: 0.708 kg
Höhe: 233 mm
Breite: 127 mm
Länge: 83 mm

€ 71,29

Zzgl. MwSt.

Packung 1 Munddusche, 2 High-Press Jet Tip, 1 Orthodontic Tip, 1 Plaque Seeker, 1 Zungenreiniger

- 2 Druckstufen
- Druckbereich: 45 – 75 psi* (= 3,1 – 5,2 bar)
- Wassertank: 210 ml (45+ Sek.)
- Wasserstöße pro Minute: 1.450
- Akkubetrieben
- Kabel- und schlauchlos, ergonomisches Design
- 360°-Rotation der Aufsätze
- Ideal für kleinere Badezimmer und unterwegs
- Einfach nachzufüllender Wassertank