



Waterpik® Munddusche Ultra Professional WP-672

Packung 1 Munddusche black, 6 Tips, 1 Zahnbürstenaufsatz



Artikelnr.: 203597
Hersteller: DentaId GmbH
Gewicht: 1.071 kg
Höhe: 235 mm
Breite: 168 mm
Länge: 149 mm

€ 88,02

Zzgl. MwSt.

Packung 1 Munddusche black, 3 Classic Jet Tips, 1 Orthodontic Tip, 1 Plaque Seeker Tip, 1 Pik Pocket Subgingival Tip, 1 Zahnbürstenaufsatz

- 10 Druckstufen
- Druckbereich: 10 – 100 psi* (= 0,69 – 6,9 Bar)
- Wassertank: 650 ml (90+ Sek.)
- Wasserstöße pro Minute: 1.400
- Ein-/ Ausschaltknopf am Griff
- 2 Modi: Reinigungs- und Hydro-Puls-Massage-Modus
- Modernes Druckkontrollsystem mit 10 Einstellungen
- 1-Minuten-Timer mit Pause nach 30 Sekunden
- Deckelfach zur Aufbewahrung von Aufsätzen