



Waterpik® Classic High-Press Jet Tip

Packung 2 Stück



Artikelnr.: 203605
Hersteller: Dentaaid GmbH
Gewicht: 0.019 kg
Höhe: 171 mm
Breite: 79 mm
Länge: 19 mm

€ 11,89

Zzgl. MwSt.

Packung 2 Tips Classic High-Press Jet

- Zur allgemeinen Anwendung
- Reinigt tief zwischen den Zähnen und unter dem Zahnfleischrand
- Alle 6 Monate austauschen
- Pro Packung 2 farbkodierte Aufsätze für die Munddusche (die Farbe der Aufsätze kann variieren)