




HM Keramik Finierer TC851

Packung 5 Stück 3-kant, FG, Figur 468, 1 mm, ISO 010



Artikelnr.: 203614
Hersteller: Edenta AG
Gewicht: 0.005 kg
Höhe: 8 mm
Breite: 68 mm
Länge: 80 mm

€ 25,97

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Finierer 3-kant, FG, Figur 468, Kopflänge: 1 mm, ISO 010

Zur Feinausarbeitung von Kaufflächen sowie zur anatomischen Gestaltung von Fissuren und zum Einschleifen der Okklusalkontakte. Speziell geeignet für alle Verblendungen aus niedrigschmelzender Keramik und für

Composit.

- TC851.3 = Maximale Drehzahl FG 100.000 U/min., Optimale Drehzahl 40.000 U/min.

Zum Glätten und Vertiefen der Hauptfissuren sowie zum Anlegen der Nebenfissuren. Als auch für die Vorbereitung der Fissuren zur gezielten Malfarbenaufnahme. Speziell geeignet für alle Verblendungen aus niedrigschmelzender Keramik und für Composit.

- TC851.K = Maximale Drehzahl FG 100.000 U/min., Optimale Drehzahl 40.000 U/min.

Occlusalbearbeitungen Legierung, Occlusalbearbeitung Keramik