




## Diamantscheibe 356

Stück rot fein, HP, Figur 356, 0,10 mm, ISO 190

---



Artikelnr.: 203658  
Hersteller: Edenta AG  
Gewicht: 0.018 kg  
Höhe: 68 mm  
Breite: 35 mm  
Länge: 37 mm

**€ 13,71**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Stück** Scheibe rot fein, HP, Figur 356, 0,10 mm, ISO 190

Superflex. In superfeiner, feiner und standard Diamantkörnung, zum Fein- sowie Vorseparieren und Konturieren von Keramik.

- Max. Drehzahl (ISO 190) - 20.000 U/min.
- Max. Drehzahl (ISO 220) - 15.000 U/min.
- Kronen-/Brückentechnik, Verblend- und Keramiktechnik