



HyFlex™ EDM Guttapercha-Spitzen

Packung 60 Stück Taper.04, ISO 040



Artikelnr.: 203698
Hersteller: Coltene/Whaledent GmbH
Gewicht: 0.027 kg
Höhe: 18 mm
Breite: 65 mm
Länge: 95 mm

€ 17,01

Zzgl. MwSt.

Packung 60 Spitzen Taper.04, ISO 040

HyFlex™ EDM Guttapercha-Spitzen sind ideal für die Abfüllung von Wurzelkanälen, die mit HyFlex™ EDM Feilen aufbereitet wurden. Am Anfang der Spitze entspricht der Durchmesser den ISO-Größen, dann folgt der konische Verlauf dem der EDM Feilen.

- Als Einzelgrößen und als Sortierungen lieferbar
- ? 28mm