



# HyFlex™ EDM Guttapercha-Spitzen

Packung 60 Stück Taper.03, ISO 050



Artikelnr.: 203699  
Hersteller: Coltene/Whaledent GmbH  
Gewicht: 0.027 kg  
Höhe: 18 mm  
Breite: 65 mm  
Länge: 95 mm

**€ 20,61**

*Zzgl. MwSt.*

**Packung** 60 Spitzen Taper.03, ISO 050

*HyFlex™ EDM Guttapercha-Spitzen* sind ideal für die Abfüllung von Wurzelkanälen, die mit HyFlex™ EDM Feilen aufbereitet wurden. Am Anfang der Spitze entspricht der Durchmesser den ISO-Größen, dann folgt der konische Verlauf dem der EDM Feilen.

- Als Einzelgrößen und als Sortierungen lieferbar
- ? 28mm