

Feinstrahlgerät Gobi Classic

Stück



Artikelnr.: 203722
Hersteller: Wassermann Dental-Masch.
Gewicht: 0.5 kg
Höhe: 372 mm
Breite: 444 mm
Länge: 520 mm

€ 1.805,19

Zzgl. MwSt.

Stück Feinstrahlgerät

Das Gobi Classic ist ein Präzisions-Feinstrahlgerät mit zwei Kammern. Es dient zum Abstrahlen, Aufrauen oder Glanzstrahlen mit allen gängigen Strahlmitteln und Korngrößen. Das Gerät arbeitet präzise und ist wartungsarm. Das ganze System steht fortwährend unter Druck und ist deswegen immer sofort betriebsbereit. Selbst beim Neueinschalten kann mit der Schnellstart-/ Schnellstoppfunktion sofort gleichmäßig gestrahlt werden. Ermöglicht wird dies durch Quetschventile am Strahlmittelschlauch.