



TePe® GOOD™ Zungenreiniger

Stück



Artikelnr.: 203798

Hersteller: TePe D-A-CH GmbH

Gewicht: 0.016 kg

Höhe: 13 mm

Breite: 45 mm

Länge: 230 mm

€ 2,64

Zzgl. MwSt.

Stück Zungenreiniger

Der *TePe® GOOD™ Zungenreiniger* ist Teil der einzigartigen Produktlinie *TePe® GOOD™*, die aus biobasiertem Kunststoff besteht und unseren hohen Ansprüchen an Qualität, Design, Sicherheit und Hygiene gerecht wird. Der *TePe® GOOD™ Zungenreiniger* entfernt bakterielle Beläge von der Zunge, wodurch die Mundhygiene verbessert und gleichzeitig Mundgeruch verhindert wird. Das Design entspricht dem natürlichen Profil der Zunge. Damit wird der Würgereflex reduziert und die Reinigung im hinteren Zungenbereich erleichtert. Die drei leicht angehobenen Reinigungslamellen wirken dreifach, was die Biofilmentfernung in nur einem Zug begünstigt. Der Zungenreiniger ist spülmaschinenfest.

- 95 % klimaneutraler Produktlebenszyklus (Produktion, Transport und Entsorgung)
- Hygienischer Biokunststoff aus nachwachsenden Rohstoffen
- Mit 100 % grüner Energie, teils sogar von eigenen Solaranlagen hergestellt
- Drei leicht angehobene Reinigungslamellen sorgen für eine Entfernung von bakteriellen Belägen nach nur einem Zug. Dadurch wird die Mundhygiene verbessert sowie gleichzeitig Mundgeruch verhindert
- Design entspricht Profil der Zunge, um Würgereflex zu reduzieren und die Reinigung im hinteren Zungenbereich zu erleichtern
- Spülmaschinenfest