



## FotoDent® model 2

Flasche 1 kg 385 nm, beige-opak



Artikelnr.: 203862  
Hersteller: Dreve Dentamid GmbH  
Gewicht: 1.131 kg  
Höhe: 218 mm  
Breite: 100 mm  
Länge: 111 mm

**€ 125,52**

*Zzgl. MwSt.*

Flasche 1 kg Kunststoff 385 nm, beige-opak

Speziell für neue Druckergenerationen mit 385 nm entwickelt: Lichthärtendes Harz zur Herstellung von Dentalmodellen für Kieferorthopädie und Prothetik. Schnellerer Druckprozess durch höhere Ausgabe bei gewohnter Präzision.

- Elastizitätsmodul > 1.900 MPa
- Biegefestigkeit > 85 MPa
- Viskosität 0,8-1,2 Pa s