



Tetric® PowerFill

Spritze 3 g IVB



Artikelnr.: 203947
Hersteller: Ivoclar Vivadent GmbH
Gewicht: 0.017 kg
Höhe: 21 mm
Breite: 106 mm
Länge: 213 mm

€ 45,98

Zzgl. MwSt.

Spritze 3 g IVB

Tetric® PowerFill ist das modellierbare, lichthärtende und röntgenopake 4-mm-Composite mit einer Belichtungszeit ab 3 Sekunden für die direkte Füllungstherapie im Seitenzahnbereich. Erhältlich in 3 schmelzähnlichen Universalfarben IVA, IVB und IVW.