



OmniCeram évolution 2.0

Spritze 3 g A1



Artikelnr.: 203995
Hersteller: Omnident GmbH
Gewicht: 0.014 kg
Höhe: 5 mm
Breite: 150 mm
Länge: 40 mm

€ 7,49

Zzgl. MwSt.

Spritze 3 g A1

Das lichthärtende Nano Komposite *OmniCeram évolution 2.0* ist in den meistbenutzten 7 VITA* Farben erhältlich und damit sehr gut als Universalkomposite für Anterior und Posterior Restaurationen einsetzbar. Röntgenopazität 200 AL. Hohe Druckfestigkeit, sehr gute Abrasionswerte. Klebt nicht an den Instrumenten.

- Röntgenopazität: 200 AL
- Durchhärtetiefe: > 2mm
- Barcol Härte: 82

*VITA ist ein eingetragenes Markenzeichen der VITA Zahnfabrik