



## GC EQUIA Forte™ HT

Intropackung 20 Kapseln A3, 20 x 0,1 ml Flip CapCoat



Artikelnr.: 204087  
Hersteller: GC Germany GmbH (DE)  
Gewicht: 0.238 kg  
Höhe: 86 mm  
Breite: 103 mm  
Länge: 186 mm

**€ 73,23**

*Zzgl. MwSt.*

**Intropackung** 20 Kapseln A3, 20 x 0,1 ml Flip CapCoat

*EQUIA Forte™ HT* Langzeit-Glas-Hybrid-Restorationssystem für kaudruckbelastete Klasse I und II\* Füllungen. *EQUIA Forte™ HT* ist der innovative Neuzugang im Glas-Hybrid-Sortiment von GC. Die Hybrid-Technologie steht für: Längere Verarbeitungszeit, höhere Stabilität und verbesserte Ästhetik. Darüber hinaus eignet es sich ebenfalls als Amalgamalternative.

\* Hinweise des Herstellers beachten