



GC EQUIA Forte™ HT

Intropackung 20 Kapseln B2, 20 x 0,1 ml FlipCap Coat



Artikelnr.: 204088
Hersteller: GC Germany GmbH (DE)
Gewicht: 0.471 kg
Höhe: 2 mm
Breite: 270 mm
Länge: 283 mm

€ 70,60

Zzgl. MwSt.

Intropackung 20 Kapseln B2, 20 x 0,1 ml FlipCap Coat

EQUIA Forte™ HT Langzeit-Glas-Hybrid-Restorationssystem für kaudruckbelastete Klasse I und II* Füllungen. *EQUIA Forte™ HT* ist der innovative Neuzugang im Glas-Hybrid-Sortiment von GC. Die Hybrid-Technologie steht für: Längere Verarbeitungszeit, höhere Stabilität und verbesserte Ästhetik. Darüber hinaus eignet es sich ebenfalls als Amalgamalternative.

* Hinweise des Herstellers beachten